

**ANPHOTEROL®**  
SOLUCIÓN EFICAZ PARA DETENER EL AVANCE DE QUEMADURAS QUÍMICAS

# CATÁLOGO DE ACCESORIOS ANPHOTEROL®

Marcelo Malvasi  
marcelomalvasi@gmail.com  
www.mamimpexp.com  
Cel:+549 387 4045707

# ÍNDICE

## Catálogo de accesorios Anphoterol®

1. **ST1** ESTUCHE TÁCTICO LIGEROS
2. **ST2, ST3** ESTUCHE ISOTÉRMICO DCM/DMT
3. **ST4** ESTUCHE TÁCTICO CERRADO
4. **CT1** CINTURÓN TÁCTICO LIGERO
5. **ACC1** BASE MURAL ACRILICA DCM
6. **ACC2** GABINETE PLÁSTICO DMT
7. **ACC3** GABINETE PORTÁTIL DCM
8. **SEN01** SEÑALETICA DCM/DMT
9. **SEN03** SEÑALETICA DCM
10. **SEN04** SEÑALETICA DMT

FICHA TÉCNICA

# ESTUCHE TÁCTICO LIGERO

## Estuche táctico para DCM

SKU: ST1

**DESCRIPCIÓN:**

Estuche táctico ligero de tamaño universal para portar los dispositivos **DCM100** y **DCM200**. Su uso permite disminuir el tiempo de reacción en el uso de los dispositivos DCM y garantiza el correcto transporte y mantenibilidad de la solución Anphoterol® alojado en su interior.

**BENEFICIOS**

- Producto versátil, duradero y ligero.
- Permite ser utilizado para los DCM en ambas presentaciones.
- Impermeable al agua.
- Es fácil y cómodo transportarlo.
- Fácil de abrir ante una emergencia química.
- Puede utilizarse en conjunto con el **CT1**, permitiendo mantenerlo cerca durante las jornadas laborales.

**CARACTERÍSTICAS**

| SKU | Categoría      | Peso  | Dimensiones         | Material                     | Color                 |
|-----|----------------|-------|---------------------|------------------------------|-----------------------|
| ST1 | Accesorios DCM | 58 g. | H: 210mm<br>Ø :70mm | Nylon 1000 Denier<br>Cordura | Negro con logo blanco |



**COMPONENTES:**

- Cuerdas elásticas y correas de velcro expandible para adaptarse a los DCM.
- Tiene el logo en color blanco.

**CONDICIONES DE USO:**

- Lavado exclusivamente a mano en agua fría o tibia.
- La vida útil dependerá del uso y del cuidado que se brinde.

FICHA TÉCNICA

# ESTUCHE ISOTÉRMICO DCM/DMT

## Estuche isotérmico para DCM y DMT

SKU: ST2-100 / ST2-200 / ST3-2L / ST3-5L



**DESCRIPCIÓN:**

Estuche isotérmico de alta resistencia e impermeable, que permite conservar la temperatura óptima de los dispositivos DCM garantizando su correcta funcionalidad. Su diseño permite un fácil transporte, estos vienen en cuatro tamaños, para **DCM100, DCM200, DMT2L y DMT5L**, lo que permite un ajuste perfecto en cada presentación.

**BENEFICIOS**

- Producto altamente resistente e impermeable al agua.
- Permite mantener una temperatura idónea para la solución Anphoterol®.
- Correcto almacenamiento de los dispositivos.
- Disminuye el daño a factores externos y lo mantiene más protegido.
- Es fácil y cómodo transportarlo.



**COMPONENTES:**

- Revestimiento interno de aluminio para mantener la temperatura.
- Cuerpo externo recubierto de PVC fácil de limpiar con costura inferior 100% nylon.
- Manga superior de polietileno con cierre de cordón expandible.
- Correa de nylon poliamida para conectar fácilmente el cinturón táctico.

**CONDICIONES DE USO:**

- Lavado exclusivamente a mano, con un paño húmedo a temperatura ambiente.
- La vida útil dependerá del uso y del cuidado que se brinde.

**CARACTERÍSTICAS**

| SKU     | Categoría      | Peso  | Dimensiones            | Material                 | Color |
|---------|----------------|-------|------------------------|--------------------------|-------|
| ST2-100 | Accesorios DCM | 42 g  | H: 160 mm<br>Ø: 100 mm | Nylon recubierto con PVC | Verde |
| ST2-200 |                | 60 g  | H: 180 mm<br>Ø: 120 mm |                          |       |
| ST3-2L  | Accesorios DMT | 195 g | H: 320 mm<br>Ø: 130mm  |                          |       |
| ST3-5L  |                | 360 g | H:300 mm<br>Ø: 260mm   |                          |       |

FICHA TÉCNICA

# ESTUCHE TÁCTICO CERRADO

## Estuche táctico cerrado porta DCM

SKU: ST4-100 / ST4-200

**DESCRIPCIÓN:**

Estuche táctico ligero cerrado de tamaño único para portar los dispositivos **DCM100** y **DCM200**, respectivamente. Su uso permite proteger el dispositivo médico ante ambientes agresivos y donde la cantidad de partículas en el aire sea moderada o alta. Garantiza el correcto transporte y mantenibilidad de la solución Anphoterol® alojada en su interior.

**BENEFICIOS**

- Producto versátil, duradero y ligero.
- Impermeable al agua.
- Es fácil y cómodo transportarlo.
- Fácil de abrir ante una emergencia química.
- Puede utilizarse en conjunto con el **CT1**, permitiendo mantenerlo cerca durante las jornadas laborales.



**COMPONENTES:**

- Pretina
- Cinta velcro 3.8
- PVC negro doble tela (rigidez)
- Tapa con PU y Oxford
- Huincha color negro
- Tirador cinta con velcro
- Media luna metálica (agarre)

**CONDICIONES DE USO:**

- Lavado exclusivamente a mano en agua fría o tibia.
- La vida útil dependerá del uso y del cuidado que se brinde.

**CARACTERÍSTICAS**

| SKU     | Categoría      | Peso  | Dimensiones                      | Material              | Color         |
|---------|----------------|-------|----------------------------------|-----------------------|---------------|
| ST4-100 | Accesorios DCM | 82 g. | H:220 mm<br>W: 80 mm<br>L: 90 mm | Cinta Velcro y Oxford | Verde y negro |
| ST4-200 |                | 84 g. | H:240 mm<br>W: 80 mm<br>L: 90 mm |                       |               |

FICHA TÉCNICA

# CINTURÓN TÁCTICO LIGERO

## Cinturón táctico con cinta reflectante

SKU: CT1



**DESCRIPCIÓN:**

Cinturón táctico diseñado para utilizarlos como complemento de un sistema de protección personal ante una emergencia química, su objetivo es sujetar estuches ligeros o isotérmicos DCM (ST1 y ST2) los cuales permiten portar los dispositivos médicos DCM100 o DCM200 en terreno.

**BENEFICIOS**

- Producto Chileno.
- Adaptable al cuerpo del usuario.
- Fácil acceso a los dispositivos médicos ante una emergencia química durante la jornada laboral.
- Sirve para sujetar portarrádios o cualquier otro accesorio tipo molle.

**COMPONENTES:**

- Cinturón fabricado en 100% polyester.
- Broche plástico de liberación rápida de 5cm de ancho.
- Velcro en el lado interior para ajustar la longitud del cinturón.
- Cinta de 2,5 cm ancho para alta visibilidad

**CONDICIONES DE USO:**

- Lavado exclusivamente a mano en agua fría o tibia.
- La vida útil dependerá del uso y del cuidado que se brinde.

**CARACTERÍSTICAS**

| SKU | Categoría      | Peso   | Dimensiones        | Material                     | Color |
|-----|----------------|--------|--------------------|------------------------------|-------|
| CT1 | Accesorios DCM | 200 g. | L: 130cm<br>H :5cm | Polyester, plástico y velcro | Negro |

**FICHA TÉCNICA**

# BASE MURAL ACRILICA DCM

Base en acrílico para fijación a muro

SKU: ACC1

**DESCRIPCIÓN:**

Base de acrílico con capacidad para 2 o 3 DCM, puede ser utilizado con DCM100 o DCM200, o incluso combinarlo, esto de acuerdo con su preferencia. La función es que todos los trabajadores sometidos a riesgos químicos conozcan su ubicación de forma de tener una respuesta inmediata ante una emergencia. Su diseño facilita su identificación y que puedan acceder en el menor tiempo posible.

**BENEFICIOS**

- Su material es de larga duración y resistente a derrames químicos.
- Permite almacenar dos unidades de DCM de su preferencia.
- Fácil instalación.
- Rápida identificación.



**COMPONENTES:**

- Cuenta con 4 perforaciones en la parte superior para fijación del muro.
- Cuenta con logo de identificación de Anphoterol®.
- Puede solicitar la compra de dos o tres unidades de DCM.
- Es compatible con los ST2.

**CONDICIONES DE USO:**

- Lavado exclusivamente a mano, con un paño húmedo a temperatura ambiente.
- La vida útil dependerá del uso y del cuidado que se brinde.

**CARACTERÍSTICAS**

| SKU    | Categoría      | Peso  | Dimensiones                     | Material        | Color        |
|--------|----------------|-------|---------------------------------|-----------------|--------------|
| ACC1   | Accesorios DCM | 300 g | H: 30 cm<br>W: 14 cm<br>L: 8 cm | Acrílico de 4mm | Transparente |
| ACC1-1 |                | 500 g | H: 30 cm<br>W: 21 cm<br>L: 8 cm |                 |              |

FICHA TÉCNICA

# GABINETE PLÁSTICO DMT

## Gabinete Plástico para Descontaminador Nebulizado Portátil (DMT)

SKU: ACC2

**DESCRIPCIÓN:**

Gabinete diseñado para almacenar y proteger nuestros dispositivos médicos DMT, resistiendo a la inclemencia del tiempo, y ambientes corrosivos. Su diseño aumenta la visibilidad ante una situación de emergencia química, pudiendo tener una reacción inmediata y disminuir los tiempos de exposición. También es bastante seguro al poseer dos correas de seguridad que permiten mantener el DMT en su lugar, y la puerta posee cierre con trabas de presión y pin de seguridad.

**BENEFICIOS**

- Permite un correcto almacenamiento de los DMT.
- Resistente a bajas y altas temperaturas.
- Resistente al óxido y la corrosión.
- Fácil instalación, sin perforaciones.
- Resiste hasta 10 Kg. **Soporta DMT2L y DMT5L**



**COMPONENTES:**

- Sistema de cierre doble cangrejo.
- Correa ajustable con broche para sujeción de dispositivo DMT.
- Posee dos agujeros en su parte posterior para instalación fija a muro.
- Puerta abatible con dos mirillas, que permiten rápida inspección.

**CONDICIONES DE USO:**

- Limpieza exclusivamente a mano, con un paño húmedo a temperatura ambiente.

**CARACTERÍSTICAS**

| SKU  | Categoría      | Dimensiones  | Embalaje   | Material      | Color         |
|------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| ACC2 | Accesorios DMT | Largo: 670 mm<br>Ancho: 280 mm<br>Alto: 230 mm<br>Peso: 3,0 Kg | Largo: 680 mm<br>Ancho: 300 mm<br>Alto: 240 mm<br>Peso: 3,5 Kg | Policarbonato | Negro y Verde |

FICHA TÉCNICA

# GABINETE PORTÁTIL DCM

## Gabinete portátil eco-cuero para DCM

SKU: ACC3



**DESCRIPCIÓN:**

Gabinete portátil para instalación a muro, colgar en muro y transporte manual, diseñado para el correcto almacenado de nuestros dispositivos médicos DCM. Capacidad de entre 2 y 3 unidades de DCM.

**BENEFICIOS**

- Resistencia a golpes.
- Soporte peso de hasta 20 Kg.
- Fácil instalación.
- Permite el correcto almacenamiento de los DCM.



**COMPONENTES:**

- Cierre magnético superior.
- 1 Correa fija para transporte manual.
- Posee dos agujeros en su parte posterior para instalación fija a muro.
- Gancho en la parte superior para instalación semi-fija a muro.
- Base intercambiable para dos o tres unidades.

**CONDICIONES DE USO:**

- Limpieza exclusivamente a mano, con un paño húmedo a temperatura ambiente.

**CARACTERÍSTICAS**

| SKU  | Categoría      | Peso   | Dimensiones                   | Material              | Color |
|------|----------------|--------|-------------------------------|-----------------------|-------|
| ACC3 | Accesorios DCM | 500 g. | W: 8cm<br>L: 26cm<br>H: 21 cm | Eco-cuero Poliuretano | Verde |

FICHA TÉCNICA

# SEÑALETICA DCM/DMT

Panel acrílico con gráfica de Anphoterol® (DCM/DMT)

SKU: SEN-01

**DESCRIPCIÓN:**

Señalética diseñada para almacenar y proteger nuestros dispositivos médicos **DCM** y **DMT**, permitiendo que en las faenas y los trabajos en terreno estos tengan alta visibilidad para dar ubicación rápida ante cualquier emergencia química. Su material permite alta resistencia ante ambientes corrosivos. Esta incluye: un **ACC1** (almacena 2 DCM y una base plástica para almacenar un DMT) o un **ACC3** (almacena 3 o 2 DCM y un base para DMT).

**BENEFICIOS**

- Apto para instalar Dispositivos Médicos **DCM100** o **DCM200** y un **DMT**.
- Señalética de visualización rápida.
- Fácil instalación.
- Puedes solicitar diseño personalizado que incluye logo, con la debida aprobación por parte del cliente.

**CARACTERÍSTICAS**

| SKU            | Categoría               | Dimensiones                                     | Material                                       | Color                  |
|----------------|-------------------------|---|--|------------------------|
| SEN-01<br>ACC1 | Accesorios<br>DCM y DMT | Ancho: 50 cm<br>Alto: 100 cm<br>Espesor: 1,5 mm | Lata Galvanizada.<br>Con ACC1 y base plástica. | Gráfica<br>Anphoterol® |
| SEN-01<br>ACC3 |                         | Ancho: 50 cm<br>Alto: 100 cm<br>Espesor: 1,5 mm | Lata Galvanizada.<br>Con ACC3 y base plástica. |                        |



**COMPONENTES:**

- Incluye elementos de sujeción.
- Incluye 4 pernos de acero inoxidable con embellecedores para sujeción a muro / pared.
- Base plástica para DMT
- Base acrílica para dos dispositivos médicos (ACC1 o ACC3)

**CONDICIONES DE USO:**

- Limpieza exclusivamente a mano, con un paño húmedo a temperatura ambiente.

FICHA TÉCNICA

# SEÑALETICA DCM

## Panel acrílico con gráfica de Anphoterol® (DCM)

SKU: SEN-03

**DESCRIPCIÓN:**

Señalética diseñada para almacenar y proteger nuestros dispositivos médicos DCM, permitiendo que en las faenas y los trabajos en terreno estos tengan alta visibilidad para dar ubicación rápida ante cualquier emergencia química. Su material permite alta resistencia ante ambientes corrosivos. Pueden ser solicitado en tres presentaciones, estas pueden incluir: un **ACC1** (almacena 2 DCM), o un **ACC1-3X** (almacena 3 DCM) o un **ACC3** (puede almacenar entre 2 o 3 DCM), de acuerdo con la necesidad y gusto del cliente.

**BENEFICIOS**

- Apto para instalar Dispositivos Médicos **DCM100** o **DCM200**.
- Señalética de visualización rápida.
- Fácil instalación.
- Puedes solicitar diseño personalizado que incluye logo, con la debida aprobación por parte del cliente.

**CARACTERÍSTICAS**

| SKU      | Categoría      | Dimensiones                                 | Material                            | Color               |
|----------|----------------|---|-------------------------------------|---------------------|
| SEN-03 A | Accesorios DCM | Ancho: 50 cm<br>Alto: 62 cm<br>Peso: 2,5 Kg | Acrílico clear de 4 mm. Con ACC1    | Gráfica Anphoterol® |
| SEN-03 B |                | Ancho: 50 cm<br>Alto: 62 cm<br>Peso: 2,6 Kg | Acrílico clear de 4 mm. Con ACC1-3X |                     |
| SEN-03 C |                | Ancho: 50 cm<br>Alto: 62 cm<br>Peso: 2,5 Kg | Acrílico clear de 4 mm. Con ACC3    |                     |

SKU: SEN-03A



SKU: SEN-03B



SKU: SEN-03C



**COMPONENTES:**

- Incluye elementos de sujeción.
- Incluye 4 pernos de acero inoxidable con embellecedores para sujeción a muro / pared.
- Impresión inversa de gráfica digital para su protección.
- Modelo de base intercambiable ACC1 o ACC3, de acuerdo con requerimiento del cliente.

**CONDICIONES DE USO:**

- Limpieza exclusivamente a mano, con un paño húmedo a temperatura ambiente.

FICHA TÉCNICA

# SEÑALETICA DMT

## Acero galvanizado con gráfica de Anphoterol® (DMT)

SKU: SEN-04

**DESCRIPCIÓN:**


Señalética diseñada para almacenar y proteger nuestros dispositivos médicos DMT, permitiendo que en las faenas y los trabajos en terreno estos tengan alta visibilidad para dar ubicación rápida ante cualquier emergencia química. Su material permite alta resistencia ante ambientes corrosivos.

**BENEFICIOS**

- Apto para instalar Dispositivos Médicos DMT2L o DMT5L
- Señalética de visualización rápida.
- Fácil instalación.
- Puedes solicitar diseño personalizado que incluye logo, con la debida aprobación por parte del cliente.

**CARACTERÍSTICAS**

| SKU    | Categoría      | Dimensiones                                 | Material                 | Color               |
|--------|----------------|---|--------------------------|---------------------|
| SEN-04 | Accesorios DMT | Ancho: 520 mm<br>Alto: 870 mm<br>Peso: 7 Kg | Acero Galvanizado<br>3mm | Gráfica Anphoterol® |



**COMPONENTES:**

- Incluye elementos de sujeción.
- Incluye 4 pernos de acero inoxidable con embellecedores para sujeción a muro / pared.

**CONDICIONES DE USO:**

- Limpieza exclusivamente a mano, con un paño húmedo a temperatura ambiente.